


# Så här fungerar det



Den antimikrobiella effekten är möjlig på grund av den speciella beläggningen utrustad med fotosensibiliserande medel. Aktiverad av omgivande ljus omvandlar fotosensibiliserare energi till syre i luften och skapar en skyddande antipatogen barriär på den behandlade ytan. Det aktiva syret i kontakt med mikroorganismer orsakar skada på cellmembran och DNA hos mikroorganismer. Tekniken baserad på fotosensibiliserare är giftfri och uppnår bakteriereduktion baserat på naturliga ingredienser, säkert för vuxna och barn.

AS-100 Microb Tape är särskilt fördelaktigt på platser där traditionella desinfektionsmetoder inte är effektiva på grund av användarnas höga intensitet och korttidseffekten precis efter applicering. På ytor täckta med AS-100-band förstörs patogener ständigt och permanent på grund av fotodynamik.



## Testad och Certifierad

Laboratoriernas test visade en effektivitet på upp till 99,99 %



## Ofarlig att använda

Innehåller inga skadliga nano partiklar och biocider



## Hållbar

Långvarig effekt  
12 månader för inomhusbruk



## Enkel att hålla ren

Vattentät och enkel att underhålla. Mycket enkel att hålla ren



## Säker

Ingen utveckling av patogenresistens



## Appliceras på torrt och rent underlag.

För lång effektivitet.